

# Catálogo de *Anilhas Cirúrgicas*



**E E E E**®

**DENTAL COMPONENTES**



Exporta para o exterior desde 2011.

**Aperfeiçoando tecnologias**

## Nobel Biocare®



- 1** Indicações: implantes Nobel Biocare® de plataforma reduzida Ø3.0, Ø3.3, Ø3.5  
Brånemark System MkIII Groovy, Brånemark System MkIII Shorty, NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC, NobelReplace Tapered, NobelSpeedy Groovy, NobelSpeedy Shorty, Replace Select Tapered, Replace Select Tapered PMC.



- 2** Indicações: implantes Nobel Biocare de plataforma regular Ø3.75, Ø4.3  
Brånemark System MkIII Groovy, Brånemark System MkIII Shorty, NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC, NobelReplace Tapered, NobelSpeedy Groovy, NobelSpeedy Shorty, Replace Select Tapered, Replace Select Tapered PMC.



- 3** Indicações: implantes Nobel Biocare de plataforma larga Ø5.0  
Brånemark System MkIII Groovy, Brånemark System MkIII Shorty, NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC, NobelReplace Tapered, NobelSpeedy Groovy, NobelSpeedy Shorty, Replace Select Tapered, Replace Select Tapered PMC.



- 4** Anilha para fresa piloto Nobel Biocare 1.5  
Indicações: Somente fresa Nobel Biocare de Ø1.5  
System MkIII TiUnite, NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC, NobelReplace Tapered, NobelSpeedy Groovy, NobelSpeedy Shorty, Replace Select Tapered, Replace Select Tapered PMC.



- 5** Anilha para fresa piloto Nobel Biocare 2.0  
Indicações: Somente fresa Nobel Biocare de Ø2.0  
System MkIII TiUnite, NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC, NobelReplace Tapered, NobelSpeedy Groovy, NobelSpeedy Shorty, Replace Select Tapered, Replace Select Tapered PMC.

## Straumann®



- 6** Anilha para fresa piloto Straumann 2.2  
Indicações: Somente fresa de diâmetro Ø2.0  
Implantes: Tissue level RN, Bone level, Bone level Tapered.



- 7** Anilha para fresa piloto Straumann 2.8  
Indicações: Somente fresa de diâmetro Ø2.8  
Implantes: Tissue level RN, Bone level, Bone level Tapered.



- 8** Anilha para fresa piloto Straumann 2.8  
Indicações: Somente fresa de diâmetro Ø2.8  
Implantes: Tissue level RN, Bone level, Bone level Tapered.



- 9** Indicações: Implantes Tissue level RN Ø4.1, Bone level NC Ø3.3, RC Ø4.1 Bone level tapered NC Ø3.3 e RC Ø4.1.



- 10** Indicações: Implantes Tissue level RN Ø4.1, Bone level NC Ø3.3, RC Ø4.1 Bone level tapered NC Ø3.3 e RC Ø4.1.



- 11** Indicações: Implantes BLX REGULAR BASE Ø3.5, Ø3.75, Ø4.0 e Ø4.5.

## Neodent®



- 12** Anilha para fresa de guia cirúrgico fresa Ø1.3  
Implantes: Todos sistemas Neodent .CM e GM.



- 13** Anilha para fresa piloto 2.0 Neodent  
Indicações: Somente fresa de diâmetro Ø2.0  
Implantes: Todos sistemas Neodent .CM e GM.



- 14** Indicações: Implante Facility



- 15** Indicações: Diâmetro Ø3.5 implantes CM (Drive e Titamax) e GM (Helix, Drive e Titamax)



- 16** Indicações: Implantes GM Helix Ø3.5, Ø3.75, Ø4.0, Ø4.3 | GM Drive Ø3.5, Ø4.3 | GM Titamax Ø3.5, Ø37.5, Ø4.0.



- 17** Indicações: Implantes CM Alvim Ø3.5, Ø4.3 | CM Drive Ø3.5, Ø4.3 | CM Titamax Ø3.5, Ø37.5, Ø4.0.



- 18** Indicações: implantes GM Helix Ø5.0 | GM Drive Ø5.0 | GM Titamax Ø5.0.

# Indicações das Anilhas

## SIN®



- 19** Indicações: Anilha para fixação de Guia cirúrgico fresa 1.3  
Implantes: Todos sistemas SIN: Strong, Epikut, Unitite.



- 20** Indicações: Ø3.5  
Implantes: Strong CM e HE.



- 21** Indicações: Implante UNITITE SLIM



- 22** Indicações: Ø3.5 / Implantes Unitite | Ø3.5 / Implantes Epikut



- 23** Implantes: Unitite Ø3.5, Ø4.3 / Strong HI Ø3.8, Ø4.5 / Strong CM Ø3.5, Ø3.8, Ø4.5 / Strong HE Ø3.5, Ø3.75, Ø4.5 / Epikut Ø3.5, Ø3.8, Ø4.5.

## MIS®



- 24** Indicações: Implantes C1 Ø3.3 e V3 Ø3.3



- 25** Indicações: Implantes C1 Ø3.75 e Ø4.2

## Acessórios




- 26** Indicações: Conjunto de Anilha e pino para fixação de guia cirúrgico.




- 27** Indicações: Conjunto de Anilha e pino para fixação de guia cirúrgico.


## Nobel Biocare®




Anilha para Guia Cirúrgica NP **1**  
EFFC . AC01




Anilha para Guia Cirúrgica RP **2**  
EFFC . AC02



Anilha para Guia Cirúrgica WP/6.0 **3**  
EFFC . AC03




Anilha para Guia Cirúrgica **4**  
EFFC . AC180




Anilha para Guia Cirúrgica **5**  
EFFC . AC181


**Straumann®**




Anilha para Guia Cirúrgica **6**  
EFFC . AC11




Anilha para Guia Cirúrgica **7**  
EFFC . AC07




Anilha para Guia Cirúrgica **8**  
EFFC . AC09



Anilha para Guia Cirúrgica **9**  
EFFC . AC08



Anilha para Guia Cirúrgica **10**  
EFFC . AC06




Anilha para Guia Cirúrgica **11**  
EFFC . AC10


\* Confira as indicações de uso no índice.

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.


## Neodent®




Anilha para Guia Cirúrgica **12**  
EFFC . AC24




Anilha para Guia Cirúrgica **13**  
EFFC . AC23




Anilha para Guia Cirúrgica **14**  
EFFC . AC22




Anilha para Guia Cirúrgica **15**  
EFFC . AC04



Anilha para Guia Cirúrgica **16**  
EFFC . AC20




Anilha para Guia Cirúrgica **17**  
EFFC . AC05




Anilha para Guia Cirúrgica **18**  
EFFC . AC21


### SIN®




**Anilha para Guia Cirúrgica 19**  
EFFC . AC30




**Anilha para Guia Cirúrgica 20**  
EFFC . AC31



**Anilha para Guia Cirúrgica 21**  
EFFC . AC34



**Anilha para Guia Cirúrgica 22**  
EFFC . AC33



**Anilha para Guia Cirúrgica 23**  
EFFC . AC32


\* Confira as indicações de uso no índice.

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

MIS®



## Acessórios



**Luva Pino de  
Ancoragem 26**  
EFFC . LP01



**Pino de  
Ancoragem 27**  
EFFC . PA01

\* Confira as indicações de uso no índice.

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

