




# SOLUÇÕES

Osseotite | TSV | T3



Parceria





# EFF DENTAL E DENUO DENTAL

## Inovando a odontologia na implantodontia

A EFF Dental multinacional brasileira, fabricante de componentes com design inteligente, capazes de oferecer excelência e precisão, com tecnologia de origem japonesa e alemã, internacionalmente certificada pela **Comunidade Europeia e normativa ISO 13485**, foi eleita empresa parceira para somar no portfólio de produtos, para atender a **Denuo Dental**, que com quase 30 anos de atuação, continua em pleno crescimento, atuando em alta performance e revelando a capacidade de estabelecer compromisso com as exigências e expectativas do segmento de saúde. Com a parceria das soluções protéticas da EFF Dental e os inovadores implantes da Denuo Dental, o alto desempenho é garantido com a qualidade de ambas fabricantes.





# Índice

| Conexão          | Implante                                                              | Plataforma Protética | Comprimento do Implante | Página |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| Hexágono Externo | Implante Osseotite Cilíndrico Cônico e T3 Certain® HE Full   sem Full | Ø3.4                 | 8.5 10 11.5 13 15       | 06     |
| Hexágono Externo | Implante Osseotite Cilíndrico Cônico e T3 Certain® HE Full   sem Full | Ø4.1                 | 8.5 10 11.5 13 15       | 07     |
| Hexágono Externo | Implante Osseotite Cilíndrico Cônico HE e T3 Short Full   sem Full    | Ø5.0                 | 8.5 10 11.5 13 15       | 08     |
| Hexágono Interno | Implante Osseotite Cônico Certain® e T3 Certain® Full   sem Full      | Ø3.4                 | 8.5 10 11.5 13 15       | 09     |
| Hexágono Interno | Implante Osseotite Cônico Certain® e T3 Certain® Full   sem Full      | Ø4.1                 | 8.5 10 11.5 13 15       | 10     |
| Hexágono Interno | Implante Osseotite Cônico Certain® e T3 Certain® Full   sem Full      | Ø5.0                 | 8.5 10 11.5 13 15       | 11     |
| Hexágono Interno | Implante Tapered Screw Vent (TSV)                                     | Ø3.5                 | 8.5 10 11.5 13 15       | 12     |
| Hexágono Interno | Implante Tapered Screw Vent (TSV)                                     | Ø4.5                 | 8.5 10 11.5 13 15       | 13     |

Ø3.40mm

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF101.02A cinta 2.0mm  
EFF101.02B cinta 4.0mm  
EFF101.02C cinta 6.0mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF201.02A.CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF201.02B.CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF301.02



**Ucla Plástica Anti Rotacional**  
EFF701.02A  
Rotacional  
EFF701.02B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A



**Ucla Plástica base CrCo Anti Rotacional**  
EFF801.02A.CJ  
Rotacional  
EFF801.02B.CJ

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A



**Munhão Provisório Anti Rotacional**  
EFF401.02A  
Rotacional  
EFF401.02B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Mini Pilar Reto**  
EFF101.02A.CJ cinta 1.0mm  
EFF101.02B.CJ cinta 2.0mm  
EFF101.02C.CJ cinta 3.0mm  
EFF101.02D.CJ cinta 4.0mm

Torque 32Ncm



**Mini Pilar Angulado 17°**  
EFF101.02.1A.CJ cinta 2.0mm

Torque 32Ncm

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.  
\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.  
\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF9201.02A.P.CJ



**Scan Intraoral Titânio**  
EFF9101.02A.CJ



**Link para CAD/CAM TiBase Large Anti Rotacional**  
EFF6801.02A.1  
Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

CÓDIGO CEREC®: BC 4.1



**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**  
EFF735.01A



**AnálogoLink Large**  
EFF330.01.1L



**Munhão de Zircônia\* Anti Rotacional**  
EFF721.02A



**Scan-Body Large**  
EFF9700.A



**Abut. Rollings\***  
EFF1501.02A.T  
EFF1501.02A.C

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Ø4.10mm

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF101.04A cinta 2.0mm  
EFF101.04B cinta 4.0mm  
EFF101.04C cinta 6.0mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF201.04A.CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF201.04B.CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF301.04



**Munhão Provisório Anti Rotacional**  
EFF401.04A  
**Rotacional**  
EFF401.04B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Parafuso 360° Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01F



**Ucla Plástica Anti Rotacional**  
EFF701.04A  
**Rotacional**  
EFF701.04B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Parafuso 360° Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01F



**Ucla Plástica base CrCo Anti Rotacional**  
EFF801.04A.CJ  
**Rotacional**  
EFF801.04B.CJ

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Parafuso 360° Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01F

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Mini Pilar Reto**  
EFF1101.04A.CJ cinta 1.0mm  
EFF1101.04B.CJ cinta 2.0mm  
EFF1101.04C.CJ cinta 3.0mm  
EFF1101.04D.CJ cinta 4.0mm

Torque 32Ncm



**Mini Pilar Angulado 17°**  
EFF1101.04.1A.CJ cinta 2.0mm  
EFF1101.04.1B.CJ cinta 3.0mm  
EFF1101.04.1C.CJ cinta 4.0mm  
**30°**  
EFF1101.04.2A.CJ cinta 3.0mm  
EFF1101.04.2B.CJ cinta 4.0mm

Torque 32Ncm

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.  
\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.  
\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF9201.04A.P.CJ



**Scan Intraoral Titânio**  
EFF9101.04A.CJ



**Scan-Body Large**  
EFF9700.A



**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**  
EFF735.01A



**Link para CAD/CAM TiBase Large Anti Rotacional**  
EFF6801.04A.1 cinta 0.6mm  
EFF6801.04A.2 cinta 2.0mm  
EFF6801.04A.3 cinta 3.0mm  
EFF6801.04A.4 cinta 4.0mm  
**Rotacional**  
EFF6801.04B.1 cinta 1.0mm

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Parafuso 360° Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01F

CÓDIGO CEREC®: NB B 4.1



**Link Dinâmico Large Anti Rotacional**  
EFF6801.04A.1.D cinta 0.6mm  
EFF6801.04A.2.D cinta 2.0mm  
EFF6801.04A.3.D cinta 3.0mm  
EFF6801.04A.4.D cinta 4.0mm  
**Rotacional**  
EFF6801.04B.1.D cinta 1.0mm

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Parafuso 360° Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01F



**AnálogoLink Large**  
EFF330.03.1L



**Link para CAD/CAM Anti Rotacional**  
EFF6801.04A  
**Rotacional**  
EFF6801.04B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Parafuso 360° Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01F



**Abut. Rollings\***  
EFF1501.04A.T  
EFF1501.04A.C

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Parafuso 360° Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01F

Ø5.00mm

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF101.07A cinta 2.0mm  
EFF101.07B cinta 4.0mm  
EFF101.07C cinta 6.0mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF201.07A.CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF201.07B.CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF301.07



**Munhão Provisório Anti Rotacional**  
EFF401.07A  
**Rotacional**  
EFF401.07B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A



**Ucla Plástica Anti Rotacional**  
EFF701.07A  
**Rotacional**  
EFF701.07B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A



**Ucla Plástica base CrCo Anti Rotacional**  
EFF801.07A.CJ  
**Rotacional**  
EFF801.07B.CJ

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.  
\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.  
\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.  
\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Mini Pilar Reto Switching**  
EFF1101.04A.CJ cinta 1.0mm  
EFF1101.04B.CJ cinta 2.0mm  
EFF1101.04C.CJ cinta 3.0mm  
EFF1101.04D.CJ cinta 4.0mm

Torque 32Ncm



**Mini Pilar Angulado Switching**  
17°  
EFF1101.04.1A.CJ cinta 2.0mm  
EFF1101.04.1B.CJ cinta 3.0mm  
EFF1101.04.1C.CJ cinta 4.0mm

Torque 32Ncm

## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral Switching**  
EFF9201.04A.P.CJ



**Scan Intraoral Titânio**  
EFF9101.04A.CJ



**Scan-Body Large**  
EFF9700.A



**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**  
EFF735.01A



**Link para CAD/CAM TiBase Switching Large Anti Rotacional**  
EFF6801.04A.1 cinta 0.60mm  
EFF6801.04A.2 cinta 2.00mm  
EFF6801.04A.3 cinta 3.00mm  
EFF6801.04A.4 cinta 4.00mm

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

CÓDIGO CEREC®: NB B 4.1



**AnálogoLink Large**  
EFF330.03.1L



**Munhão de Zircônia\* Switching Anti Rotacional**  
EFF721.04A



**Abut. Rollings\* Switching**  
EFF1501.04A.T  
EFF1501.04A.C

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Ø3.40mm

## Componentes para prótese parafusada e cimentada

**Cicatrizador**

EFF101.07A cinta 2.0mm  
EFF101.07B cinta 4.0mm  
EFF101.07C cinta 6.0mm

**Transfer Moldeira Aberta**

EFF204.01A.CJ

**Transfer Moldeira Fechada**

EFF204.01B.CJ

**Análogo Híbrido**

EFF304.01

**Munhão Provisório Anti Rotacional**

EFF404.01A  
**Rotacional**  
EFF404.01B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A

**Ucla Plástica base CrCo Anti Rotacional**

EFF804.01A.CJ  
**Rotacional**  
EFF804.01B.CJ

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 20Ncm

**Mini Pilar Reto**

EFF1104.01A.CJ cinta 1.0mm  
EFF1104.01B.CJ cinta 2.0mm  
EFF1104.01C.CJ cinta 3.0mm  
EFF1104.01D.CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

**Mini Pilar Angulado 17°**

EFF1104.01.1A.CJ cinta 2.0mm  
EFF1104.01.1B.CJ cinta 3.0mm

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.


## Componentes para CAD/CAM

**Scan Intraoral**

EFF9204.01A.P.CJ

**Scan Intraoral Titânio**

EFF9104.01A.CJ

**Link para CAD/CAM TiBase Large**

EFF6804.01A.1 cinta 1.0mm  
EFF6804.01A.2 cinta 2.0mm  
EFF6804.01A.3 cinta 3.0mm

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A

CÓDIGO CEREC®: BC 4.1

**AnálogoLink Large**

EFF330.01.1L

**Interface para Zircônia**

EFF6904.01A

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.15A

**Scan-Body Large**

EFF9700.A

**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**

EFF735.01A

**Munhão de Zircônia\* Anti Rotacional**

EFF721.01A

**Abut. Rollings\***

EFF1504.01A.T  
EFF1504.01A.C

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.15A

Ø4.10m

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF104.02A cinta 2.0mm  
EFF104.02B cinta 4.0mm  
EFF104.02C cinta 6.0mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF204.02A.CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF204.02B.CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF304.02



**Munhão Provisório Anti Rotacional**  
EFF404.02A  
**Rotacional**  
EFF404.02B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A



**Ucla Plástica base CrCo Anti Rotacional**  
EFF804.02A.CJ  
**Rotacional**  
EFF804.02B.CJ

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Torque 32Ncm

**Mini Pilar Reto**  
EFF1104.02A.CJ cinta 1.0mm  
EFF1104.02B.CJ cinta 2.0mm  
EFF1104.02C.CJ cinta 3.0mm  
EFF1104.02D.CJ cinta 4.0mm



Torque 32Ncm

**Mini Pilar Angulado 17°**  
EFF1104.02.1A.CJ cinta 2.0mm  
EFF1104.02.1B.CJ cinta 3.0mm  
**30°**  
EFF1104.02.2A.CJ cinta 3.0mm  
EFF1104.02.2B.CJ cinta 4.0mm

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.


## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF9204.02A.P.CJ



**Scan Intraoral Titânio**  
EFF9104.02A.CJ



**Link para CAD/CAM TiBase Large**  
EFF6804.02A.1 cinta 1.0mm  
EFF6804.02A.2 cinta 2.0mm  
EFF6804.02A.3 cinta 3.0mm

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A

CÓDIGO CEREC®: BC 4.1



**AnálogoLink Large**  
EFF330.02.1L



**Munhão de Zircônia\* Anti Rotacional**  
EFF721.01A



**Interface para Zircônia**  
EFF6904.02A

Parafuso Hexagonal Ø  
para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF2102.15A



**Scan-Body Large**  
EFF9700.A



**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**  
EFF735.01A



**Abut. Rollings\***  
EFF1504.02A.T  
EFF1504.02A.C

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A



Ø5.00mm

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF104.03A cinta 2.0mm  
EFF104.03B cinta 4.0mm  
EFF104.03C cinta 6.0mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF204.03A.CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF204.03B.CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF304.03



**Munhão Provisório Anti Rotacional**  
EFF404.03A  
**Rotacional**  
EFF404.03B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A



**Ucla Plástica base CrCo Anti Rotacional**  
EFF804.03A.CJ  
**Rotacional**  
EFF804.03B.CJ

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Mini Pilar Reto**  
EFF1104.03A.CJ cinta 1.0mm  
EFF1104.03B.CJ cinta 2.0mm  
EFF1104.03C.CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm



**Mini Pilar Angulado 17°**  
EFF1104.03.1A.CJ cinta 2.0mm  
EFF1104.03.1B.CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.


## Componentes para CAD/CAM



**Scan Intraoral**  
EFF9204.03A.P.CJ



**Scan Intraoral Titânio**  
EFF9104.03A.CJ



**Link para CAD/CAM TiBase (Switching) Large**  
EFF6804.02A.1 cinta 1.0mm  
EFF6804.02A.2 cinta 2.0mm  
EFF6804.02A.3 cinta 3.0mm

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A



**Interface para Zircônia**  
EFF6904.02A

Parafuso Hexagonal Ø  
para Zircônia  
Torque 20Ncm  
EFF2102.15A



**Scan-Body Large**  
EFF9700.A



**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**  
EFF735.01A



**AnálogoLink Large**  
EFF330.03.1L

CÓDIGO CEREC®: NB B 4.1

**Abut. Rollings\***  
EFF1504.03A.T  
EFF1504.03A.C

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A



**Munhão de Zircônia\* Anti Rotacional**  
EFF721.01A

# Friction fit

Vantagem da conexão cônica em casos unitários + TSV:

Conexão cônica oferece maior segurança e estabilidade protética para a reabilitação, levando a uma melhor manutenção óssea.  
Maior proteção biológica contra a perda óssea

A conexão cônica naturalmente já faz a do implante TSV foi desenvolvida com o conceito de Plataforma switching, garantindo maior estabilidade protética e junto com sua conexão **"FRICTION FIT"**, possuindo característica de uma **"solda virtual a frio"** levam a uma melhor manutenção de tecidos periimplantares.

O fator friccional ocorre no hexágono interno, onde possui uma angulação de 1 grau, com isso obtendo uma conexão justa no hexágono mesmo quando instalado ainda sem parafuso de retenção.  
O que favorece o selamento biológico nas restaurações.





Ø3.50m

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF103.18.1A cinta 0.75mm  
EFF103.18.1B cinta 2.00mm  
EFF103.18.1C cinta 3.00mm  
EFF103.18.1D cinta 4.00mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF203.18A.CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF203.18B.CJ



**Análogo Híbrido**  
EFF303.18



**Munhão Provisório Anti Rotacional**  
EFF403.18A  
**Rotacional**  
EFF403.18B

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A



**Ucla Plástica base CrCo Anti Rotacional**  
EFF803.18A.CJ  
**Rotacional**  
EFF803.18B.CJ

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Parafuso 360° Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01F

## Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



**Mini Pilar Reto**  
EFF1103.18A.CJ cinta 0.75mm  
EFF1103.18B.CJ cinta 2.00 mm  
EFF1103.18C.CJ cinta 3.00 mm  
EFF1103.18D.CJ cinta 4.00 mm  
EFF1103.18E.CJ cinta 5.00 mm



**Mini Pilar Angulado 17°**  
EFF1103.18.1A.CJ cinta 2.00mm  
EFF1103.18.1B.CJ cinta 3.00mm  
EFF1103.18.1C.CJ cinta 4.00mm  
**30°**  
EFF1103.18.2A.CJ cinta 3.00mm  
EFF1103.18.2B.CJ cinta 4.00mm  
EFF1103.18.2C.CJ cinta 5.00mm



**Esthetione**  
EFF903.18A.CJ cinta 0.75mm  
EFF903.18B.CJ cinta 2.00mm  
EFF903.18C.CJ cinta 3.00mm  
EFF903.18D.CJ cinta 4.00mm

## Componentes para CAD/CAM




**Scan Intraoral**  
EFF9103.18A.P.CJ



**Scan-Body Large**  
EFF9700.A



**Scan Titânio**  
EFF9103.18A.CJ



**Link para CAD/CAM TiBase Small**  
EFF6803.18A.1S cinta 0.75mm  
EFF6803.18A.2S cinta 2.00mm  
EFF6803.18A.3S cinta 3.00mm  
EFF6803.18A.4S cinta 4.00mm

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 20Ncm  
EFF2102.06A

CÓDIGO CEREC®: BC 4.1



**AnálogoLink Large**  
EFF330.01.1L



**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**  
EFF735.01A



**Abut. Rollings\***  
EFF 1504.18A . T  
EFF 1504.18A . C

Parafuso Hexagonal Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01A

Parafuso 360° Ø  
Torque 32Ncm  
EFF2104.01F

## Friction fit:

## Vantagem da conexão cônica em casos unitários + TSV:

Conexão cônica oferece maior segurança e estabilidade protética para a reabilitação, levando a uma melhor manutenção óssea. Maior proteção biológica contra a perda óssea.

A conexão cônica naturalmente já faz a do implante TSV foi desenvolvida com o conceito de Plataforma switching, garantindo maior estabilidade protética e junto com sua conexão "FRICTION FIT", possuindo característica de uma "solda virtual a frio" levam a uma melhor manutenção de tecidos periimplantares.

O fator friccional ocorre no hexágono interno, onde possui uma angulação de 1 grau, com isso obtendo uma conexão justa no hexágono mesmo quando instalado ainda sem parafuso de retenção.

O que favorece o selamento biológico nas restaurações.



**Ø4.50mm****Componentes para prótese parafusada e cimentada****Cicatrizador**

EFF103.19.1A cinta 0.75mm  
 EFF103.19.1B cinta 2.00mm  
 EFF103.19.1C cinta 3.00mm  
 EFF103.19.1D cinta 4.00mm


**Transfer Moldeira Aberta**  
 EFF203.19A.CJ

**Transfer Moldeira Fechada**  
 EFF203.19B.CJ

**Análogo Híbrido**  
 EFF303.19

**Munhão Provisório Anti Rotacional**  
 EFF403.19A  
**Rotacional**  
 EFF403.19B

Parafuso Hexagonal ○  
 Torque 20Ncm  
 EFF2102.06A


**Ucla Plástica base CrCo**  
 Anti Rotacional  
 EFF803.19A.CJ  
 Rotacional  
 EFF803.19B.CJ

Parafuso Hexagonal ○  
 Torque 32Ncm  
 EFF2104.01A

Parafuso 360° ○  
 Torque 32Ncm  
 EFF2104.01F

**Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário****Mini Pilar Reto**

EFF1103.19A.CJ cinta 0.75mm  
 EFF1103.19B.CJ cinta 2.00mm  
 EFF1103.19C.CJ cinta 3.00mm  
 EFF1103.19D.CJ cinta 4.00mm  
 EFF1103.19E.CJ cinta 5.00mm


**Mini Pilar Angulado 17°**  
 EFF1103.19.1A.CJ cinta 2.00mm  
 EFF1103.19.1B.CJ cinta 3.00mm  
 EFF1103.19.1C.CJ cinta 4.00mm

**30°**  
 EFF1103.19.2A.CJ cinta 3.00mm  
 EFF1103.19.2B.CJ cinta 4.00mm  
 EFF1103.19.2C.CJ cinta 5.00mm

**Esthetione**

EFF903.19A.CJ cinta 0.75mm  
 EFF903.19B.CJ cinta 2.00mm  
 EFF903.19C.CJ cinta 3.00mm  
 EFF903.19D.CJ cinta 4.00mm

**Friction fit:**
**Vantagem da conexão cônica em casos unitários + TSV:**


Conexão cônica oferece maior segurança e estabilidade protética para a reabilitação, levando a uma melhor manutenção óssea. Maior proteção biológica contra a perda óssea.

A conexão cônica naturalmente já faz a do implante TSV foi desenvolvida com o conceito de Plataforma switching, garantindo maior estabilidade protética e junto com sua conexão "FRICTION FIT", possuindo característica de uma "solda virtual a frio" levam a uma melhor manutenção de tecidos periimplantares.

O fator friccional ocorre no hexágono interno, onde possui uma angulação de 1 grau, com isso obtendo uma conexão justa no hexágono mesmo quando instalado ainda sem parafuso de retenção. O que favorece o selamento biológico nas restaurações.

**Componentes para CAD/CAM**
**Scan Intraoral**  
 EFF9103.18A.P.CJ

**Scan-Body Large**  
 EFF9700.A

**Scan Titânio**  
 EFF9103.19A.CJ

**Link para CAD/CAM TiBase Large**

EFF6803.19A.1 cinta 0.75mm  
 EFF6803.19A.2 cinta 2.00mm  
 EFF6803.19A.3 cinta 3.00mm  
 EFF6803.19A.4 cinta 4.00mm

Parafuso Hexagonal ○  
 Torque 20Ncm  
 EFF2102.06A

CÓDIGO CEREC®: BC 3.4


**AnálogoLink Large**  
 EFF330.01.1L

**Coping Plástico p/ Link TiBase Large**  
 EFF735.01A

**Abut. Rollings\***  
 EFF1503.19A.T  
 EFF1503.19A.C

Parafuso Hexagonal ○  
 Torque 32Ncm  
 EFF2104.01A

Parafuso 360° ○  
 Torque 32Ncm  
 EFF2104.01F





[www.effdental.com.br](http://www.effdental.com.br)



Escaneie e faça seu  
pedido agora mesmo!

COMPONENTES



[www.denuo.com.br](http://www.denuo.com.br)



Escaneie e faça seu  
pedido agora mesmo!

IMPLANTES

**EFF Dental**

Rua John Harrison, 227 - Lapa - CEP 05074-080 - São Paulo-SP - Brasil  
[atendimento@effdental.com.br](mailto:atendimento@effdental.com.br) - 11 3059.2200