

Parceria

Plenum & EFF

Tradição e Inovação





Parceria perfeita entre a tradição e a inovação!

A parceria da EFF Dental e a Plenum Bioengenharia é a fusão da tecnologia avançada com a mais alta facilidade protética.

As melhores do campo cirúrgico e reabilitador se uniram para proporcionar uma odontologia que expressa inovação, precisão e qualidade em um plano reabilitador jamais visto antes.

Índice

	Plataforma Protética	Comprimento do Implante	Página
Implante UniFit	Ø3.5 4.0 4.5 5.0 6.0	8 10 11.5 13 15	4 5
Implante MorseFit	Ø3.5 4.1 4.5 5.0 6.0	8 10 11.5 13 15 17	6 7
Pilar PGM MPGM MPGT	Ø3.5/4.8.....		8 9
Mini Pilar Regular	Ø4.8		10
EsthetiOne®	Ø3.8		11

Componentes . Implantes UniFit

Plenum by EFF Dental

Ø3.5|4.0|4.5|5.0|6.0mm

Componentes para prótese parafusada e cimentada

Tapa Implante
EFF155.05



Cicatrizador

Perfil Ø 3.30

EFF105.05.1A cinta 0.8mm
EFF105.05.1B cinta 1.5mm
EFF105.05.1C cinta 2.5mm
EFF105.05.1D cinta 3.5mm
EFF105.05.1E cinta 4.5mm
EFF105.05.1F cinta 5.5mm



Perfil Ø 4.50

EFF105.05.2A cinta 0.8mm
EFF105.05.2B cinta 1.5mm
EFF105.05.2C cinta 2.5mm
EFF105.05.2D cinta 3.5mm
EFF105.05.2E cinta 4.5mm
EFF105.05.2F cinta 5.5mm



Transfer
Moldeira Aberta
Anti Rotacional
EFF205.05A.1.CJ
Rotacional
EFF205.05A.CJ



Transfer
Moldeira Fechada
Anti Rotacional
EFF205.05B.1.CJ
Rotacional
EFF205.05B.CJ



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF405.05A.1 cinta 0.8mm
EFF405.05A.2 cinta 1.5mm
EFF405.05A.3 cinta 2.5mm
EFF405.05A.4 cinta 3.5mm
Rotacional
EFF405.05B.1 cinta 0.8mm
EFF405.05B.2 cinta 1.5mm
EFF405.05B.3 cinta 2.5mm
EFF405.05B.4 cinta 3.5mm

Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm
Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF2103.22A.2
Para h. 3.5/4.5mm
EFF2103.22A.3

Parafuso 360°
Torque 20Ncm
Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF2103.22F.2
Para h. 3.5/4.5mm
EFF2103.22F.3

Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Mini Pilar Reto

EFF1105.05A.CJ cinta 0.8mm
EFF1105.05B.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.05C.CJ cinta 2.5mm
EFF1105.05D.CJ cinta 3.5mm
EFF1105.05E.CJ cinta 4.5mm
EFF1105.05F.CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



EsthetiOne®

EFF905.05A.CJ cinta 1.0mm
EFF905.05B.CJ cinta 2.0mm
EFF905.05C.CJ cinta 3.0mm
EFF905.05D.CJ cinta 4.0mm
EFF905.05E.CJ cinta 5.0mm

Torque 20Ncm



Pilar GT (CM)

EFF1105.05.1A.CJ cinta 0.8mm
EFF1105.05.1B.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.05.1C.CJ cinta 2.5mm
EFF1105.05.1D.CJ cinta 3.5mm
EFF1105.05.1E.CJ cinta 4.5mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM



Scan Intraoral
EFF9205.05A.P.CJ



Scan Intraoral Titânio
EFF9105.05A.CJ



Scan Intraoral
para Munhão Sólido
Perfil Ø3.30
EFF9205.05.1A.P h 4.0mm
EFF9205.05.1B.P h 6.0mm
Perfil Ø4.50
EFF9205.05.2A.P h 4.0mm
EFF9205.05.2B.P h 6.0mm



Scan-Body
Large
EFF9700.A
Small
EFF9700.1A



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF721.04A



Interface
para Zircônia
EFF6905.05A - h 1.5mm

Parafuso Hexagonal
para Zircônia
Torque 20Ncm
EFF2103.09A



Abut. Rollings*
EFF1505.05A.T
EFF1505.05A.C

Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm
EFF2103.22A.2
Parafuso 360°
Torque 20Ncm
EFF2103.22F.2

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes • Implantes UniFit

Plenum by EFF Dental

Ø3.5|4.0|4.5|5.0|6.0mm

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Análogo Híbrido
EFF305.05



Análogo do Munhão Sólido
Perfil Ø3.30
EFF305.05.1A h 4.0mm
EFF305.05.1B h 6.0mm
Perfil Ø4.50
EFF305.05.2A h 4.0mm
EFF305.05.2B h 6.0mm



Kit do Munhão Sólido
Transfer e Coping Plástico
Perfil Ø3.30
EFF00500.1A h 4.0mm
EFF00500.1B h 6.0mm
Perfil Ø4.50
EFF00500.2A h 4.0mm
EFF00500.2B h 6.0mm



Pilar Cimentável
Perfil Ø3.30|h 4.0mm
EFF505.05.1A cinta 0.8mm
EFF505.05.1B cinta 1.5mm
EFF505.05.1C cinta 2.5mm
EFF505.05.1D cinta 3.5mm
Perfil Ø3.30|h 6.0mm
EFF505.05.12A cinta 0.8mm
EFF505.05.12B cinta 1.5mm
EFF505.05.12C cinta 2.5mm
EFF505.05.12D cinta 3.5mm



Parafuso Incluso
Torque 20Ncm



Ucla Plástica Base CrCo
Antirotacional
EFF805.05.1A.CJ cinta 0.8mm
EFF805.05.2A.CJ cinta 1.5mm
EFF805.05.3A.CJ cinta 2.5mm
Rotacional
EFF805.05.1B.CJ cinta 0.8mm
EFF805.05.2B.CJ cinta 1.5mm
EFF805.05.3B.CJ cinta 2.5mm



Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm
Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF2103.22A.2
Para h. 3.5/4.5mm
EFF2103.22A.3




Parafuso 360°
Torque 20Ncm
Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF2103.22F.2
Para h. 3.5/4.5mm
EFF2103.22F.3


Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Mini Pilar Angulado
Sem exact|17°
EFF1105.05.1A.1.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.05.1B.1.CJ cinta 2.5mm
EFF1105.05.1C.1.CJ cinta 3.5mm



Sem exact|30°
EFF1105.05.2A.1.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.05.2B.1.CJ cinta 2.5mm



Com exact|17°
EFF1105.05.1A.2.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.05.1B.2.CJ cinta 2.5mm
EFF1105.05.1C.2.CJ cinta 3.5mm



Com exact|30°
EFF1105.05.2A.2.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.05.2B.2.CJ cinta 2.5mm




Micro Pilar Reto
EFF1105.05.4A.CJ cinta 0.8mm
EFF1105.05.4B.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.05.4C.CJ cinta 2.5mm
EFF1105.05.4D.CJ cinta 3.5mm
EFF1105.05.4E.CJ cinta 4.5mm
EFF1105.05.4F.CJ cinta 5.5mm


Componentes para CAD/CAM



Link para CAD/CAM
TiBase
Large/Anti Rotacional
EFF6805.05.5A cinta 0.8mm
EFF6805.05.1A cinta 1.5mm
EFF6805.05.2A cinta 2.5mm
EFF6805.05.3A cinta 3.5mm
EFF6805.05.4A cinta 4.5mm
Small/Anti Rotacional
EFF6805.05.5A.S cinta 0.8mm
EFF6805.05.1A.S cinta 1.5mm
EFF6805.05.2A.S cinta 2.5mm
EFF6805.05.3A.S cinta 3.5mm
EFF6805.05.4A.S cinta 4.5mm
CÓDIGO CEREC®: NB B 4.1 (Large)
CÓDIGO CEREC®: FX3.4 (Small)



TiBase
Large/Rotacional
EFF6805.05.1B cinta 1.5mm
EFF6805.05.2B cinta 2.5mm
EFF6805.05.3B cinta 3.5mm
EFF6805.05.4B cinta 4.5mm




Link Dinâmico
Large/Anti Rotacional
EFF6805.05.5A.D cinta 0.8mm
EFF6805.05.1A.D cinta 1.5mm
EFF6805.05.2A.D cinta 2.5mm
EFF6805.05.3A.D cinta 3.5mm
EFF6805.05.4A.D cinta 4.5mm




Coping Plástico
p/ Link
Large
EFF735.01A
Small
EFF735.01



AnálogoLink
Large
EFF330.01.1L
Small
EFF330.01.1S



Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm
Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF2103.22A.2
Para h. 3.5/4.5mm
EFF2103.22A.3



Parafuso 360°
Torque 20Ncm
Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF2103.22F.2
Para h. 3.5/4.5mm
EFF2103.22F.3

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes • Implantes MorseFit

Plenum by EFF Dental

Ø3.5|4.1|4.5|5.0|6.0mm

Componentes para prótese parafusada e cimentada

Tapa Implante
EFF155.29



Cicatrizador
Perfil Ø3.30



EFF105.29.1A cinta 0.8mm
EFF105.29.1B cinta 1.5mm
EFF105.29.1C cinta 2.5mm
EFF105.29.1D cinta 3.5mm
EFF105.29.1E cinta 4.5mm
EFF105.29.1F cinta 5.5mm

Perfil Ø4.50

EFF105.29.2A cinta 0.8mm
EFF105.29.2B cinta 1.5mm
EFF105.29.2C cinta 2.5mm
EFF105.29.2D cinta 3.5mm
EFF105.29.2E cinta 4.5mm
EFF105.29.2F cinta 5.5mm



Transfer
Moldeira Aberta

Anti Rotacional
EFF205.29A.CJ
Rotacional
EFF205.29A.1.CJ



Transfer
Moldeira Fechada

EFF205.29B.CJ



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF405.29A.1 cinta 0.8mm
EFF405.29A.2 cinta 1.5mm
EFF405.29A.3 cinta 2.5mm
EFF405.29A.4 cinta 3.5mm
EFF405.29A.5 cinta 4.5mm
EFF405.29A.6 cinta 5.5mm

Parafuso EGM
Torque 20Ncm
EFF2102.32E

Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário

Pilar EGM Reto
Perfil Ø4.8



Torque 20Ncm

EFF1105.29.3A.CJ cinta 0.8mm
EFF1105.29.3B.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.29.3C.CJ cinta 2.5mm
EFF1105.29.3D.CJ cinta 3.5mm
EFF1105.29.3E.CJ cinta 4.5mm
EFF1105.29.3F.CJ cinta 5.5mm

Mini Pilar Reto
Perfil Ø4.8



Torque 20Ncm

EFF1105.29A.CJ cinta 0.8mm
EFF1105.29B.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.29C.CJ cinta 2.5mm
EFF1105.29D.CJ cinta 3.5mm
EFF1105.29E.CJ cinta 4.5mm
EFF1105.29F.CJ cinta 5.5mm



Torque 20Ncm

EsthetiOne®

EFF905.29A.CJ cinta 1.0mm
EFF905.29B.CJ cinta 2.0mm
EFF905.29C.CJ cinta 3.0mm

Componentes para CAD/CAM

PEEK

Scan Intraoral
EFF9205.29A.P.CJ



Titânio

Scan Intraoral Titânio
EFF9105.29A.CJ



Scan Intraoral
para Munhão Sólido

Perfil Ø3.30
EFF9205.05.1A.P h 4.0mm
EFF9205.05.1B.P h 6.0mm
Perfil Ø4.50
EFF9205.05.2A.P h 4.0mm
EFF9205.05.2B.P h 6.0mm



Scan-Body
Large
EFF9700.A
Small
EFF9700.1A



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF721.04A



Interface
para Zircônia
EFF6905.29A.1 - h 0.8mm

Parafuso EGM
para Zircônia
Torque 20Ncm
EFF2102.41E



Abut. Rollings*
EFF1505.29A.T
EFF1505.29A.C

Parafuso EGM
Torque 20Ncm
EFF2102.32E

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes • Implantes MorseFit

Plenum by EFF Dental

Ø3.5|4.1|4.5|5.0|6.0mm

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Análogo Híbrido
EFF305.29



Análogo do Munhão Sólido
Perfil Ø3.30
EFF305.05.1A h 4.0mm
EFF305.05.1B h 6.0mm
Perfil Ø4.50
EFF305.05.2A h 4.0mm
EFF305.05.2B h 6.0mm




Kit do Munhão Sólido
Transfer e Coping Plástico
Perfil Ø3.30
EFF00500.1A h 4.0mm
EFF00500.1B h 6.0mm
Perfil Ø4.50
EFF00500.2A h 4.0mm
EFF00500.2B h 6.0mm



Munhão Cimentável
Perfil Ø 3.30|h4.0mm
EFF505.29.1A cinta 0.8mm
EFF505.29.1B cinta 1.5mm
EFF505.29.1C cinta 2.5mm
EFF505.29.1D cinta 3.5mm
EFF505.29.1E cinta 4.5mm
EFF505.29.1F cinta 5.5mm
Perfil Ø 3.30|h6.0mm
EFF505.29.12A cinta 0.8mm
EFF505.29.12B cinta 1.5mm
EFF505.29.12C cinta 2.5mm
EFF505.29.12D cinta 3.5mm
EFF505.29.12E cinta 4.5mm
EFF505.29.12F cinta 5.5mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF805.29A.1.CJ cinta 0.8mm
EFF805.29A.2.CJ cinta 1.5mm



Parafuso EGM
Torque 20Ncm
EFF2102.32E



Parafuso 360°
Torque 34Ncm
EFF2102.34F

Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Micro Pilar EGM
Perfil Ø3.5
EFF1105.29.4A.CJ cinta 0.8mm
EFF1105.29.4B.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.29.4C.CJ cinta 2.5mm
EFF1105.29.4D.CJ cinta 3.5mm
EFF1105.29.4E.CJ cinta 4.5mm
EFF1105.29.4F.CJ cinta 5.5mm



Mini Pilar Angulado
17°
EFF1105.29.1A.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.29.1B.CJ cinta 2.5mm
EFF1105.29.1C.CJ cinta 3.5mm
30°
EFF1105.29.2A.CJ cinta 1.5mm
EFF1105.29.2B.CJ cinta 2.5mm
EFF1105.29.2C.CJ cinta 3.5mm

Componentes para CAD/CAM



Link para CAD/CAM
TiBase
Large
EFF6805.29A.1 cinta 0.8mm
EFF6805.29A.2 cinta 1.5mm
EFF6805.29A.3 cinta 2.5mm
EFF6805.29A.4 cinta 3.5mm
Small
EFF6805.29A.1.S cinta 0.8mm
EFF6805.29A.2.S cinta 1.5mm
EFF6805.29A.3.S cinta 2.5mm
EFF6805.29A.4.S cinta 3.5mm
CÓDIGO CEREC®: NB B 4.1 (Large)
CÓDIGO CEREC®: FX3.4 (Small)



Link Dinâmico
Large
EFF6805.29A.1.D cinta 0.8mm
EFF6805.29A.2.D cinta 1.5mm
EFF6805.29A.3.D cinta 2.5mm
EFF6805.29A.4.D cinta 3.5mm



Coping Plástico
p/ Link
Large
EFF735.01A
Small
EFF735.01



AnálogoLink
Large
EFF330.01.1L
Small
EFF330.01.1S

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes • Pilar PGM|MPGM|MPGT

Plenum by EFF Dental

PGM



MPGM



MPGT



* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes . Pilar PGM|MPGM|MPGT

Plenum by EFF Dental



Coping Plástico
Base CrCo
Anti Rotacional
EFF819.01A.CJ
Rotacional
EFF819.01B.CJ

Parafuso EGM
Torque 32Ncm
EFF2104.24E



Scan Intraoral
EFF9219.01A.P.CJ



Scan Intraoral Titânio
EFF9119.01A.CJ



Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF6819.01A
Rotacional
EFF6819.01B

Parafuso EGM
Torque 32Ncm
EFF2104.24E



Coping Plástico
Base CrCo
Anti Rotacional
EFF815.01A.CJ
Rotacional
EFF815.01B.CJ

Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm
EFF2101.12A



Scan Intraoral
Anti Rotacional
EFF9215.01A.P.CJ
Rotacional
EFF9215.01B.P.CJ



Scan Intraoral Titânio
Anti Rotacional
EFF9115.01A.CJ



Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF6815.01A
Rotacional
EFF6815.01B

Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm
EFF2101.12A



Coping Plástico
Base CrCo
Anti Rotacional
EFF816.01A.CJ
Rotacional
EFF816.01B.CJ

Parafuso Hexagonal
Torque 32Ncm
EFF2104.22A



Scan Intraoral
EFF9216.01A.P.CJ



Scan Intraoral Titânio
EFF9116.01A.CJ



Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF6816.01A
Rotacional
EFF6816.01B

Parafuso Hexagonal
Torque 32Ncm
EFF2104.22A

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.



Componentes • Mini Pilar Regular

Plenum by EFF Dental

M.P.

Capa de Proteção
EFF111.01.CJ



Transfer
Moldeira Aberta
EFF211.01A.L.CJ
EFF211.01A.C.CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF211.01B.CJ



Análogo Híbrido
EFF311.01



Coping Provisório
EFF411.01

Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm
EFF2101.01A h4.1mm
EFF2101.01A.SAE h 4.6mm

Coping para Solda
EFF411.01.LC



Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm
EFF2101.01A h4.1mm
EFF2101.01A.SAE h 4.6mm

Coping Plástico
EFF711.01



Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm
EFF2101.01A h4.1mm
EFF2101.01A.SAE h 4.6mm



Coping Plástico
Base CrCo
EFF811.01.CJ

Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm
EFF2101.01A h4.1mm
EFF2101.01A.SAE h 4.6mm

AnálogoScan
EFF311.01.P



Scan Intraoral
EFF9211.01A.P.CJ



Scan Intraoral
Titânio
EFF9111.01A.CJ



Link para
CAD/CAM
EFF6811.01



Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm
EFF2101.01A h4.1mm
EFF2101.01A.SAE h 4.6mm



Link para CAD/CAM
Large / Anti Rotacional
EFF6811.01.1 cinta 1.9mm
CÓDIGO CEREC®: NB B 4.1 (Large)

Parafuso Hexagonal
Torque 10Ncm
EFF2101.01A h4.1mm
EFF2101.01A.SAE h 4.6mm

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes . EsthetiOne

Plenum by EFF Dental

EONE

Capa de Proteção
EFF118.01A.CJ



Transfer
Moldeira Aberta
EFF218.01A1.CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF218.01B.1.CJ



Análogo Híbrido
EFF318.01



Coping Plástico
Base CrCo
Anti Rotacional
EFF818.01A.CJ
Rotacional
EFF818.01B.CJ



Parafuso Hexagonal
Torque 32Ncm
EFF2104.38A

Parafuso 360°
Torque 32Ncm
EFF2104.38F

Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF418.01A
Rotacional
EFF418.01B



Parafuso Hexagonal
Torque 32Ncm
EFF2104.38A

Parafuso 360°
Torque 32Ncm
EFF2104.38F

Scan Intraoral
EFF9218.01A.P.CJ



Scan Intraoral Titânio
EFF9118.01A.CJ



Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF6818.01A
Rotacional
EFF6818.01B



Parafuso Hexagonal
Torque 32Ncm
EFF2104.38A

Parafuso 360°
Torque 32Ncm
EFF2104.38F

Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF6818.01A.1
CÓDIGO CEREC®: NB B 4.1 (Large)



Parafuso Hexagonal
Torque 32Ncm
EFF2104.38A

Parafuso 360°
Torque 32Ncm
EFF2104.38F

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.



www.plenum.bio

Plenum

Ain Ata, 640 • 13212-213 • Jundiaí • SP • Brasil
pedidos.plenum@plenum.bio • 11 3109.9000



**Escaneie e faça seu
pedido na Plenum
agora mesmo!**