




eee[®]

DENTAL COMPONENTES

Catálogo de **Anilhas Cirúrgicas**



Exporta para o exterior desde 2011.

Indicações das Anilhas

Nobel Biocare®

Pág 04



01

Indicações: Implantes Nobel Biocare® de plataforma reduzida Ø3.0, Ø3.3, Ø3.5

Brånemark System MkIII Groovy, Brånemark System MkIII Shorty, NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC, NobelReplace Tapered, NobelSpeedy Groovy, NobelSpeedy Shorty, Replace Select Tapered, Replace Select Tapered PMC.



02

Indicações: Implantes Nobel Biocare de plataforma regular Ø3.75, Ø4.3

Brånemark System MkIII Groovy, Brånemark System MkIII Shorty, NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC, NobelReplace Tapered, NobelSpeedy Groovy, NobelSpeedy Shorty, Replace Select Tapered, Replace Select Tapered PMC.



03

Indicações: Implantes Nobel Biocare de plataforma larga Ø5.0

Brånemark System MkIII Groovy, Brånemark System MkIII Shorty, NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC, NobelReplace Tapered, NobelSpeedy Groovy, NobelSpeedy Shorty, Replace Select Tapered, Replace Select Tapered PMC.



04

Anilha para fresa piloto Nobel Biocare 1.5. Indicações: Somente fresa Nobel Biocare de Ø1.5

System MkIII TiUnite, NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC, NobelReplace Tapered, NobelSpeedy Groovy, NobelSpeedy Shorty, Replace Select Tapered, Replace Select Tapered PMC.



05

Anilha para fresa piloto Nobel Biocare 2.0. Indicações: Somente fresa Nobel Biocare de Ø2.0

System MkIII TiUnite, NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelReplace CC, NobelReplace CC PMC, NobelReplace Tapered, NobelSpeedy Groovy, NobelSpeedy Shorty, Replace Select Tapered, Replace Select Tapered PMC.

Straumann®

Pág 05



06

Anilha para fresa piloto Straumann 2.2. Indicações: Somente fresa de diâmetro Ø2.0

Implantes: Tissue level RN, Bone level, Bone level Tapered.



07

Anilha para fresa piloto Straumann 2.8. Indicações: Somente fresa de diâmetro Ø2.8

Implantes: Tissue level RN, Bone level, Bone level Tapered.



08

Anilha para fresa piloto Straumann 2.8. Indicações: Somente fresa de diâmetro Ø2.8

Implantes: Tissue level RN, Bone level, Bone level Tapered.



09

Indicações: Implantes Tissue level RN Ø4.1, Bone level NC Ø3.3, RC Ø4.1 Bone level tapered NC Ø3.3 e RC Ø4.1



10

Indicações: Implantes Tissue level RN Ø4.1, Bone level NC Ø3.3, RC Ø4.1 Bone level tapered NC Ø3.3 e RC Ø4.1



11

Indicações: Implantes BLX REGULAR BASE Ø3.5, Ø3.75, Ø4.0 e Ø4.5

Neodent®

Pág 06, 08



12

Anilha para fresa de guia cirúrgico fresa Ø1.3

Implantes: Todos sistemas Neodent .CM e GM.



13

Anilha para fresa piloto 2.0 Neodent. Indicações: Somente fresa de diâmetro Ø2.0

Implantes: Todos sistemas Neodent .CM e GM.



14

Indicações: Implante Facility



15

Indicações: Diâmetro Ø3.5 implantes CM (Drive e Titamax) e GM (Helix, Drive e Titamax)



16

Indicações: Implantes GM Helix Ø3.5, Ø3.75, Ø4.0, Ø4.3 | GM Drive Ø3.5, Ø4.3 | GM Titamax Ø3.5, Ø3.75, Ø4.0



17

Indicações: Implantes CM Alvim Ø3.5, Ø4.3 | CM Drive Ø3.5, Ø4.3 | CM Titamax Ø3.5, Ø3.75, Ø4.0



18

Indicações: implantes GM Helix Ø5.0 | GM Drive Ø5.0 | GM Titamax Ø5.0



19

Indicações: implantes GM Helix Ø2.9



20

Indicações: implantes EasyGuide GM Helix Ø3.5 e Ø3.75



21

Indicações: implantes EasyGuide GM Helix Ø4.0, Ø4.3 e Ø5.0

Indicações das Anilhas

SIN®

Pág 08



22

Indicações: Anilha para fixação de Guia cirúrgico fresa 1.3

Implantes: Todos sistemas SIN: Strong, Epikut, Unitite.



23

Indicações: Ø3.5

Implantes: Strong CM e HE.



24

Indicações: Implante UNITITE SLIM



25

Indicações: Ø3.5 / Implantes Unitite | Ø3.5 / Implantes Epikut



26

Implantes: Unitite Ø3.5, Ø4.3 / Strong HI Ø3.8, Ø4.5 / Strong CM Ø3.5, Ø3.8, Ø4.5 / Strong HE Ø3.5, Ø3.75, Ø4.5 / Epikut Ø3.5, Ø3.8, Ø4.5.

MIS®

Pág 09



27

Indicações: Implantes C1 Ø3.3 e V3 Ø3.3



28

Indicações: Implantes C1 Ø3.75 e Ø4.2

Plenum®

Pág 10



29

Indicações: Implantes Plenum



30

Indicações: Implantes Plenum



31

Indicações: Implantes Plenum

Acessórios

Pág 11



32

Indicações: Conjunto de Anilha e pino para fixação de guia cirúrgico.



33

Indicações: Conjunto de Anilha e pino para fixação de guia cirúrgico.


Componentes para Implantes Anilhas para Guia Cirúrgica



Sistema Multi Plataforma

KC1.0


Nobel Biocare®



EFFC . AC01

01

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
4.70mm	4.10mm	4.70mm	3.50mm	1.10mm



EFFC . AC02

02


A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
5.95mm	5.00mm	5.95mm	3.50mm	1.10mm



EFFC . AC03

03

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
7.00mm	6.20mm	7.00mm	3.50mm	1.10mm



EFFC . AC180

04

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
4.55mm	1.50mm	2.80mm	4.50mm	1.00mm



EFFC . AC181

05


A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
4.55mm	2.00mm	2.80mm	4.50mm	1.00mm

Straumann®

KCI.0




Sistema Multi Plataforma



EFFC . AC11

06


A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
3.80mm	2.20mm	3.20mm	6.00mm	0.50mm



EFFC . AC07

07


A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
5.95mm	5.00mm	5.95mm	3.50mm	1.10mm



EFFC . AC09

08


A	B	C	D
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura
3.80mm	2.80mm	3.80mm	6.00mm



EFFC . AC08

09


A	B	C	D
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura
6.30mm	5.00mm	6.30mm	5.00mm



EFFC . AC06

06

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
7.00mm	5.00mm	6.30mm	5.00mm	0.50mm



EFFC . AC10

07

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
7.30mm	5.00mm	6.58mm	5.00mm	0.50mm


Componentes para Implantes Anilhas para Guia Cirúrgica



Sistema Multi Plataforma


AC1.0

Neodent®



EFFC . AC24

	A	B	C	D	E
12	Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
	3.10mm	1.50mm	2.50mm	7.50mm	0.50mm



EFFC . AC23

	A	B	C	D	E
13	Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
	3.50mm	2.00mm	2.65MM	6.00mm	1.95mm



EFFC . AC22

	A	B	C	D	E
14	Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
	4.00mm	2.90mm	3.43mm	4.00mm	0.50mm




EFFC . AC04

	A	B	C	D	E
15	Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
	4.60mm	3.50mm	4.05MM	4.00mm	0.50mm



EFFC . AC20

	A	B	C	D	E
16	Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
	4.00mm	2.90mm	3.43mm	4.00mm	0.50mm



EFFC . AC05


	A	B	C	D	E
17	Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
	7.00mm	5.00mm	6.00MM	4.00mm	0.50mm

Neodent®

AC1.0

S
M P

Sistema Multi Plataforma



EFCC . AC21

18


A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
7.40mm	6.20mm	6.86mm	4.00mm	0.50mm



EFCC . AC27

19

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
5.00mm	3.90mm	4.45mm	4.00mm	0.50mm



EFCC . AC26

20

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
6.70mm	5.20mm	5.80mm	4.00mm	0.50mm



EFCC . AC28

21

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
3.10mm	1.35mm	2.48mm	7.50mm	0.50mm

Componentes para Implantes


Anilhas para Guia Cirúrgica



Sistema Multi Plataforma


CC1.0

Sin®




EFFC . AC30

	A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	3.10mm	1.50mm	2.50mm	8.00mm	0.50mm




EFFC . AC31

	A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	4.60mm	3.70mm	4.15mm	4.00mm	0.50mm




EFFC . AC32

	A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	7.00mm	5.00mm	5.85mm	4.00mm	0.50mm



EFFC . AC33

	A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	4.90mm	4.00mm	4.35mm	4.00mm	0.50mm



EFFC . AC34

	A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	4.10mm	3.20mm	3.50mm	4.00mm	0.55mm


Componentes para Implantes Anilhas para Guia Cirúrgica

Mis®

TC1.0

S
M P


Sistema Multi Plataforma



EFEC . AC50

27

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
5.50mm	4.00mm	4.80mm	4.50mm	0.75mm



EFEC . AC51

28

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
7.00mm	5.50mm	6.20mm	4.50mm	0.75mm

Componentes para Implantes Anilhas para Guia Cirúrgica



Sistema Multi Plataforma

WC1.0


Plenum®



EFCC . AC200

29

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
5.35mm	3.30mm	4.30mm	4.00mm	0.50mm



EFCC . AC201

30

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
7.35mm	5.30mm	6.35mm	4.00mm	0.50mm



EFCC . AC202

31

A	B	C	D	E
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura	Altura do ombro
8.35mm	6.30mm	7.35mm	4.00mm	0.50mm

Acessórios

Luva do pino de ancoragem
para Guia Cirúrgica



EFFC . LP01

32

A	B	C
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Altura
5.60mm	3.00mm	11.00mm

Pino de ancoragem
para Guia Cirúrgica



EFFC . PA01

33

A	B	C
Diâmetro do Stop	Diâmetro Interno	Altura
5.00mm	6.10mm	32.00mm



Saiba mais

📍 Rua John Harrison, 227, Lapa | São Paulo-SP

☎ +55 11 3059.2200 | ✉ atendimento@effdental.com.br | 🌐 www.effdental.com.br

📘 facebook.com/effdental | 📷 instagram.com/effdental