

PARCERIA EM EXCELÊNCIA
RESTAURADORA

**EFF DENTAL
+ STERNGOLD**

Sistema ERA
STERNGOLD ATTACHMENTS

**PARCERIA EM EXCELÊNCIA
RESTAURADORA**

**EFF DENTAL
+ STERNGOLD**

A EFF Dental tem o prazer de apresentar sua parceria com a Sterngold do Brasil, subsidiária da tradicional fabricante norte-americana Sterngold LLC Dental, referência global em soluções para odontologia restauradora. Com quase 20 anos de atuação no país, a Sterngold se destaca pela qualidade de seus attachments e pela linha completa do consagrado Sistema ERA, amplamente utilizados por dentistas e laboratórios de prótese em todo o Brasil.

Essa parceria reforça o compromisso da EFF Dental em oferecer produtos de alto desempenho, ampliando seu portfólio com soluções confiáveis, tecnológicas e reconhecidas internacionalmente.



Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS

Attachment de alta performance composto por duas partes: macho em Nylon (*fixado na prótese*) e fêmea metálica ou calcinável (*intraoral*). Disponível nos tamanhos Regular e Micro (**20% menor**), proporciona excelente retenção para PPRs e Overdentures.

APLICAÇÕES:

Sobre Implante – parafusado diretamente em implantes HE

Sobre Raiz – fêmea calcinável fundida ao núcleo e cimentada no conduto radicular;

Distal de Coroa – alternativa estética aos grampos convencionais em PPRs;

Sobre/Distal de Barra – uso de fêmeas calcináveis RV (distal) ou OV (sobre a barra).

Neodent CM

 **A3.1**


Código	Cinta
EFFI705.13A	0.80mm
EFFI705.13B	1.50mm
EFFI705.13C	2.50mm
EFFI705.13D	3.50mm
EFFI705.13E	4.50mm

Neodent GM

 **A3.2**


Código	Cinta
EFFI705.14A	0.80mm
EFFI705.14B	1.50mm
EFFI705.14C	2.50mm
EFFI705.14D	3.50mm
EFFI705.14E	4.50mm

Straumann NC

 **J3.3**


Código	Cinta
EFFI705.15A	0.80mm
EFFI705.15B	1.50mm
EFFI705.15C	2.50mm
EFFI705.15D	3.50mm
EFFI705.15E	4.50mm

Straumann RC

 **J3.4**


Código	Cinta
EFFI705.16A	0.80mm
EFFI705.16B	1.50mm
EFFI705.16C	2.50mm
EFFI705.16D	3.50mm
EFFI705.16E	4.50mm

Nobel Active NP

 **K3.2**


Código	Cinta
EFFI705.08A	0.80mm
EFFI705.08B	1.50mm
EFFI705.08C	2.50mm
EFFI705.08D	3.50mm
EFFI705.08E	4.50mm

Nobel Active RP

 **K3.3**


Código	Cinta
EFFI705.09A	0.80mm
EFFI705.09B	1.50mm
EFFI705.09C	2.50mm
EFFI705.09D	3.50mm
EFFI705.09E	4.50mm

Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS



K1.2

Nobel Biocare® RP HE



Código	Cinta
811888	2mm
811894	3mm
811869	5mm



K1.2

Nobel Biocare® RP HE



Código	Cinta
812850	1mm
812851	2mm
812852	3mm
812853	4mm
812854	5mm



J3.1

Straumann® TS



Código	Cinta
812858	1mm
812859	2mm
812860	3mm
812861	4mm



K3.4

Ankylos



Código	Cinta
812977	2mm
812978	3.5mm
812979	4.5mm
812992	5.5mm
812980	6.5mm

*Disponível nos tamanhos Regular e Micro (20% menor), proporciona excelente retenção para PPRs e Overdentures.

Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS

Neodent HE - Ø4.1

K1.2

Cimentada Angulada



Código	Cinta
812855	2mm
812856	3mm
812857	5mm

K1.2

Neodent HE - Ø4.1

Cimentada Angulada



Código	Cinta
811890	3mm
811892	5mm

Straumann TS

J3.1

Cimentada Angulada



Código	Cinta
812862	1mm
812863	3mm

K3.4

Ankylos

Cimentada Angulada



Código	Cinta
812973	2.25mm
812974	3.5mm
812975	4.5mm

*Disponível nos tamanhos Regular e Micro (20% menor), proporciona excelente retenção para PPRs e Overdentures.

Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS

PILAR ANGULADO



Abutment ERA
Parte Femea

Código	Angulação
811601	5°



Abutment ERA
Parte Femea

Código	Angulação
811602	11°



Abutment ERA
Parte Femea

Código	Angulação
811603	17°



Abutment ERA
Micro Parte Femea

Código	Angulação
811212	0°



Abutment ERA
Micro Parte Femea

Código	Angulação
811213	5°



Abutment ERA
Micro Parte Femea

Código	Angulação
811214	11°



Abutment ERA
Micro Parte Femea

Código	Angulação
811215	17°

•Correção de angulação disponível em 5°, 11° e 17°, permitindo um encaixe mais paralelo da prótese e melhor adaptação clínica.

CÁPSULA DE METAL



Sistema Era OV
Jaqueta de metal

Código
811380



Sistema Era RV
Jaqueta de metal

Código
811168



Sistema Era Micro
OV Jaqueta de metal

Código
811043



Sistema Era Micro
RV Jaqueta de metal

Código
811021

•Cápsula Metálica protege a estrutura da prótese, evitando danos ao acrílico durante a substituição dos machos de processamento ou de retenção.

Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS



Sistema ERA
Micro Macho Preto

Código

811013



Sistema ERA Micro
RV Macho Branco

Código

811014



Sistema ERA Micro
Macho Laranja

Código

811015



Sistema ERA
Micro Macho Azuis

Código

811016



Sistema ERA Micro
RV Macho Cinza

Código

811017



Sistema ERA Micro
RV Macho Amarelos

Código

811018



Sistema ERA Micro
RV macho Vermelho

Código

811019



Sistema ERA Micro
OV Macho Preto

Código

811035



Sistema ERA Micro
OV Macho Branco

Código

811036



Sistema ERA Micro
OV Macho Laranja

Código

811037



Sistema ERA Micro
OV Macho Azul

Código

811038



Sistema ERA Micro
OV Macho Cinza

Código

811039



Sistema ERA Micro
Macho OV Amarelo

Código

811040



Sistema ERA Micro
OV Macho Vermelho

Código

811041



Sistema ERA Micro
ERA OV Machos PBL

Código

811127



Sistema ERA Micro
OV Machos Sortidos

Código

811029



Sistema ERA Micro
Macho Sortidos

Código

811009

*Disponível nos tamanhos Regular e Micro (20% menor), proporciona excelente retenção para PPRs e Overdentures.

LEGENDA DE CORES RETENÇÃO



Preto
MACHO DE PROCESSAMENTO



Laranja
RETENÇÃO MODERADA



Cinza
RETENÇÃO MUITA ALTA



Vermelho
O MAIS RETENTIVO



Branco
RETENÇÃO LEVE



Branco
RETENÇÃO ALTA



Amarelo
MAIS RETENTIVO QUE O CINZA

Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS



Sistema Era OV
Machos Pretos

Código

811320



Sistema ERA OV
Machos Brancos

Código

811330



Sistema ERA OV
Macho Laranja

Código

811340



Sistema ERA OV
Macho Azuis

Código

811350



Sistema ERA
OV Macho Cinza

Código

811360



Sistema ERA
OV Macho Amarelo

Código

811370



Sistema ERA OV
Machos Vermelhos

Código

811375



Sistema ERA OV
Macho Sortidos

Código

811365



Sistema ERA
OV Machos PBL

Código

811128

LEGENDA DE CORAS RETENÇÃO



Preto
MACHO DE PROCESSAMENTO



Laranja
RETENÇÃO MODERADA



Cinza
RETENÇÃO MUITA ALTA



Vermelho
O MAIS RETENTIVO



Branco
RETENÇÃO LEVE



Branco
RETENÇÃO ALTA



Amarelo
MAIS RETENTIVO QUE O CINZA

Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS



Sistema ERA
RV Machos Pretos

Código

811125



Sistema ERA RV
Machos Brancos

Código

811135



Sistema ERA
RV Macho Laranjas

Código

811145



Sistema ERA
RV Machos Azul

Código

811155



Sistema ERA
RV Machos Cinza

Código

811165



Sistema ERA
RV Macho Amarelo

Código

811175



Sistema ERA
RV Macho Vermelho

Código

811176



Sistema ERA
RV Macho Sortidos

Código

811166

LEGENDA DE CORAS RETENÇÃO



Preto
MACHO DE PROCESSAMENTO



Laranja
RETENÇÃO MODERADA



Cinza
RETENÇÃO MUITA ALTA



Vermelho
O MAIS RETENTIVO



Branco
RETENÇÃO LEVE



Branco
RETENÇÃO ALTA



Amarelo
MAIS RETENTIVO QUE O CINZA

Todos os machos ERA® usam o mesmo código de cores.

EFF DENTAL + STERNGOLD

Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS



Sistema ERA Micro OV
Conjunto Macho Femea

Código

811044



Sistema ERA
OV Macho Femea

Código

811310



Sistema ERA
micro Macho Femea

Código

811012



Sistema ERA RV
Conjunto Macho Femea

Código

811115



Sistema ERA RV
Conjunto OFFSET 4 5

Código

811203



Sistema ERA RV
Conjunto OFFSET 2 5

Código

811204

LEGENDA DE CORAS RETENÇÃO



Preto
MACHO DE PROCESSAMENTO



Laranja
RETENÇÃO MODERADA



Cinza
RETENÇÃO MUITA ALTA



Vermelho
O MAIS RETENTIVO



Branco
RETENÇÃO LEVE



Branco
RETENÇÃO ALTA



Amarelo
MAIS RETENTIVO QUE O CINZA

Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS



Sistema ERA
Micro OV Femea

Código
811030



Sistema ERA
OV Femea

Código
811390



Replica
Micro OV

Código
811042



Replica
ERA OV

Código
811395



Sistema ERA Conjunto
Iniciante ERA Micro OV

Código
811045



Conjunto
Iniciante ERA OV

Código
811300

*Disponível nos tamanhos Regular e Micro (20% menor), proporciona excelente retenção para PPRs e Overdentures.

LEGENDA DE CORES RETENÇÃO



Preto
MACHO DE PROCESSAMENTO



Laranja
RETENÇÃO MODERADA



Cinza
RETENÇÃO MUITA ALTA



Vermelho
O MAIS RETENTIVO



Branco
RETENÇÃO LEVE



Branco
RETENÇÃO ALTA



Amarelo
MAIS RETENTIVO QUE O CINZA

Todos os machos ERA® usam o mesmo código de cores.

EFF DENTAL + STERNGOLD

Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS



Sistema ERA
Micro Femea RV

Código

811010



Sistema ERA
RV Femea

Código

811190



Replica
ERA RV

Código

811250



Replica Sistema
ERA Micro RV

Código

811020



Sistema ERA Conjunto
Iniciante ERA RV

Código

811105



Sistema ERA Conjunto
iniciante ERA Micro RV

Código

811011

*Disponível nos tamanhos Regular e Micro (20% menor), proporciona excelente retenção para PPRs e Overdentures.

Sistema ERA

STERNGOLD ATTACHMENTS



Sistema ERA
Femea OFFSET 2 5
Código
811202



Sistema ERA
Femea OFFSET 4 5
Código
811201



Sistema ERA Guias
de Alinhamento
Código
811455



Broca ERA de
Retirada
Código
811220



Broca de Remoção
Micro ERA
Código
811023



Conjunto de Instr Lab
ERA para Dentista
Código
811240



Instrumento Lab de
Colocação do Macho
Código
811230



Chave de inserção
micro ERA
Código
811022



Instrumento Lab ERA
Mandril de
Paral Micro ERA
Código
811024



Instrumento Lab
Mandril de
Paralelismo ERA
Código
811210



Sistema ERA Acessorio
Peça de Alinh 4
Código
811193



Anguladores ERA
(ANG GAUGE)
Código
904325



Chave Protética de
Torque Abut ERA Longa
Código
811926



Chave Protética de
torque Abut ERA Curta
Código
811916

*Disponível nos tamanhos Regular e Micro (20% menor), proporciona excelente retenção para PPRs e Overdentures.



EFF[®]
DENTAL COMPONENTES



📍 Rua John Harrison, 227, Lapa | cep. 05074-080 | São Paulo-SP
☎ 11 3059.2200 | ✉ atendimento@effdental.com.br | 🌐 www.effdental.com.br
📘 facebook.com/effdental | 📷 instagram.com/effdental